

REF DD003-001-24

## کیت تشخیص کیفی قارچ پنوموسیستیس جیرووسی بر اساس تکنیک ریل تایم پی سی آر

24 tests

## ۱) ایمنی زیستی

- در حین کار با نمونه‌های بالینی حتما از وسایل حفاظتی (مثل دستکش، گان، ماسک و عینک محافظ) استفاده شود.
- کار با نمونه‌های بالینی، حتما در زیر هود میکروبیولوژیکی کلاس ۲ یا بالاتر انجام گیرد.
- تمامی مراحل انجام کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود.
- دور ریختن بافرها، ریجنت‌ها و نمونه‌ها بر اساس مقررات و گایدلاین‌های مربوطه انجام شود: <https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/tr/r6206.pdf>

## ۲) پروتکل انجام تست

قبل از انجام تست تمامی اجزای کیت به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا به آرامی ذوب شوند. استفاده از کرایوبک به منظور نگهداری محلول‌ها در این مرحله پیشنهاد می‌شود. سپس برای حل کردن و هموژن کردن محلول‌ها از ورتکس استفاده شود. در مرحله بعد تمامی محلول‌ها اسپین شوند تا در صورتی که قطرات محلول روی درب تیوب‌ها باشد به ته میکروتیوب کشیده شود.

۱-۷) در زیر یک ورک اسپین، به ازای هر نمونه مقدار ۱۵ میکرولیتر از PCP Master mix را درون هر چاهک از پلیت مخصوص Real-time PCR (یا هر تیوب از استریپ تیوب ۸تایی) اضافه نمایید.

۲-۷) در زیر یک ورک اسپین دیگر مقدار ۵ میکرولیتر از هر یک از DNAهای استخراج شده‌ی قارچی را به میکس مرحله‌ی قبل اضافه و اسپین نمایید.

## نکات:

✓ در این مرحله، بطور موازی مقدار ۵ میکرولیتر از هر کدام از کنترل‌های مثبت PCP Positive Control و منفی No Template Control موجود در کیت را نیز به‌صورت جداگانه به چاهک حاوی میکس واکش اضافه شوند.

✓ در حین انجام کار به‌منظور حفظ کیفیت DNAهای استخراج شده، پس از خارج کردن آن‌ها از فریزر، آن‌ها را بروی کرایوبک مخصوص حمل و نگهداری نمایید.

۳-۷) واکش‌ها را به دستگاه Real-time PCR منتقل کرده و برنامه‌ی آورده شده در جدول زیر را اجرا نمایید.

سیکل	مرحله	دما (درجه سانتیگراد)	زمان (ثانیه)
۱ ×	فعال شدن آنزیم پلیمرز	۹۵	۳۰۰
۴۵ ×	باز شدن رشته‌های DNA الگو	۹۵	۱۵
	جفت شدن پرایمرها	۵۵	۱۵
۱ ×	سنتر رشته‌های جدید	۷۲	۳۰ *
	خنک شدن	۲۵	۳۰

\* خوانش فلوروسنت در کانال‌های FAM و HEX در این مرحله انجام شود و در صورت نیاز Passive Applied (ROX) reference dye (بعنوان مثال در دستگاه‌های ساخت کمپانی Biosystems یا دستگاه‌های مشابه).

۴-۷) بعد از انجام PCR، تفسیر نتایج بر اساس جدول زیر انجام شود.

تفسیر		FAM	HEX
وجود DNA ژنومی قارچ پنوموسیستیس جیرووسی (جواب تست مثبت است)	+	±	
عدم وجود DNA ژنومی قارچ پنوموسیستیس جیرووسی (جواب تست منفی است)	-	+	
نمونه گیری به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش)	-	-	
استخراج ژنوم به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش)	-	-	
احتمال وجود مهارکننده‌ی PCR در نمونه‌ی استخراج شده (تکرار آزمایش)	-	-	

○ مقادیر Ct (Cq) مساوی یا کمتر از ۳۷ بعنوان مثبت از نظر وجود قارچ پنوموسیستیس و مقادیر بزرگتر از ۳۷ بعنوان منفی از نظر وجود این قارچ در نظر گرفته شوند.

○ پروب شناسایی کننده‌ی قارچ پنوموسیستیس با رنگ فلوروسنت FAM و پروب شناسایی کننده‌ی ژن Housekeeping انسانی (بعنوان کنترل داخلی) با رنگ HEX نشاندار شده است.

○ کیت حاضر دارای ۲ نوع نمونه‌ی کنترل مثبت و منفی است. مقادیر Ct هر دو کانال FAM و HEX برای کنترل مثبت کمتر از ۳۵ می‌باشند. نمونه‌ی کنترل منفی کیت حاضر آب عاری از نوکلئاز است که بعنوان NTC در نظر گرفته می‌شود. در صورت وجود آلودگی ریجنت‌های کیت با DNA قارچی یا آلودگی‌های تکنیکی در حین آماده سازی واکش PCR، ممکن است که رنگ فلوروسنت در کانال‌های مذکور توسط دستگاه خوانش شود. در صورت مشاهده‌ی مقادیر Ct برای نمونه‌ی NTC پیشنهاد می‌شود تا آزمایشات تکرار شوند.

## علائم اختصاری

استفاده تحقیقاتی	REF	کاتالوگ نامبر
تاریخ افشا	LOT	لات نامبر
محدوده های نگهداری	i	دستورالعمل
کمپانی تولید کننده	۴	تعداد تست‌ها

آدرس: کاتان، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد فناوری  
شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۶۵۱ ۰۲۱۹۱۰۱۰۶۵۱  
وبسایت: [www.deltabiotechno.com](http://www.deltabiotechno.com)

## ۱) کاربرد کیت

کیت Delta Pneumocystis Real-time PCR به منظور انجام یک تست تشخیصی In vitro کیفی بر پایه‌ی تکنیک Probe-based real-time PCR طراحی شده است که برای تشخیص DNA ژنومی قارچ پنوموسیستیس جیرووسی (کاربنی) در نمونه‌های بالینی حاصل از ترشحات برونکوپولموناری استفاده می‌شود. نتایج مثبت حاصل از انجام این تست، تاییدکننده‌ی وجود DNA ژنومی قارچ پنوموسیستیس است و نتایج منفی رد کننده‌ی عفونت PCP با این قارچ نیست و نتایج باید در ترکیب با یافته‌های بالینی، شرح حال بالینی بیمار و اطلاعات اپیدمیولوژیکی بکار گرفته شوند. لازم به ذکر است که نتایج مثبت حاصل از تست، ردکننده‌ی وجود سایر عفونت‌های باکتریایی و ویروسی همراه نمی‌باشد.

## ۲) اساس تست

در این روش، یک ناحیه در ژن MSG قارچ پنوموسیستیس جیرووسی بعنوان هدف تشخیصی در فرآیند PCR تکثیر می‌شوند. برای این منظور، ابتدا DNA ژنومی با استفاده از یک کیت تجاری معتبر استخراج می‌شود و بدنبال آن، واکش تکثیر هدف ژنومی انجام می‌شود. به‌منظور شناسایی ناحیه‌ی هدف از یک ست پرایمر و پروب اختصاصی الیگونوکلئوتیدی دارای فلوروفور و کوئنچر استفاده می‌شود. یک پروب که دارای فلوروفور FAM است جهت شناسایی ژن MSG قارچ پنوموسیستیس جیرووسی و پروب دیگر دارای فلوروفور HEX است که جهت شناسایی بخشی از یک ژن Housekeeping انسانی بعنوان کنترل داخلی (Endogenous control) استفاده می‌شود. حین انجام PCR در صورت وجود ژنوم هدف، پرایمرها و پروب‌های اختصاصی به نواحی مربوطه متصل می‌شوند. به‌منظور تکثیر DNA هدف، آنزیم پلیمرز فعال شده و شروع به سنتز رشته‌های جدید می‌کند. در حین سنتز رشته‌های جدید، این آنزیم با استفاده از فعالیت اگزونوکلئازی باعث هیدرولیز پروب‌های متصل شده به نواحی هدف مربوطه شده و در نتیجه کوئنچر از فلوروفور جدا شده و در نتیجه رنگ‌های فلوروسنت مختلف آزاد می‌شوند که دستگاه Real-time PCR قادر به خوانش و ثبت آن‌ها می‌باشد. در نهایت بعد از پایان واکش PCR نتایج با استفاده از نرم افزار مربوطه آنالیز می‌شوند. لازم به ذکر است که کنترل داخلی، جهت ارزیابی فرآیند نمونه‌گیری و استخراج ژنوم قارچ کاربرد دارد.

## ۳) محتوای کیت

کیت حاضر برای انجام ۲۴ تست تشخیصی است و دارای اجزای زیر می‌باشد:

مقادیر	ریجنت‌ها*
۱	PCP Master Mix
۲	PCP Positive Control
۳	No Template Control (NTC)

## \* توجه:

- ✓ تمامی اجزای کیت در دمای ۱۵- تا ۲۵- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- ✓ تاریخ انقضای کیت بر روی آن درج شده است.
- ✓ تا حد امکان از ذوب و فریز شدن اجزای کیت خودداری شود (کمتر از ۵ بار).
- ✓ در صورت نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتیگراد، در کمتر از یک هفته استفاده شود.
- ✓ در صورت نیاز از هر کدام از اجزا بر اساس نیاز الیکوت تهیه شود.
- ✓ محلول Mastermix حاوی پرایمر و پروب نشاندار شده با مواد فلوروسنت است و تا حد امکان در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.
- ✓ حتما قبل از استفاده از هر کدام از محلول‌های موجود در کیت، ورتکس/ اسپین انجام شود.

## ۴) سایر تجهیزات و مصرفی‌های لازم

دستگاه / مصرفی	تعداد	توضیحات
۱ ورک اسپین (کایت PCR)	۲ عدد	یکی برای تهیه PCR mix و دیگری برای اضافه کردن DNA قارچی و کنترل‌های کیت است.
۲ ست سمپلر با جبهه‌ی مختلف	۲ ست	هر یک ست در زیر هر ورک اسپین قرار داده شود.
۳ مینی اسپین / ورتکس	۲ عدد	هر کدام در زیر هر ورک اسپین قرار داده شود.
۴ مینی اسپین با روتور استریپ خور یا ساتریفیوژ پلیت خور	۱ عدد	به منظور ساتریفیوژ کردن استریپ تیوب‌ها یا پلیت حاوی واکش PCR قبل از قرار دادن در دستگاه Real-time PCR استفاده می‌شود.
۵ دستگاه Real-time PCR	۱ عدد	دستگاه دارای قابلیت خوانش در کانال FAM و HEX یا محل طول موج آن‌ها باشد.
۶ کول رک (کرایوبک)	به تعداد لازم	برای حمل و نگهداری بافرها و نمونه‌های DNA در حین کار استفاده می‌شود.
۷ استریپ تیوب یا پلیت مخصوص Real-time PCR	به تعداد لازم	بر اساس نوع دستگاه Real-time PCR از نوع سفید یا شفاف استفاده می‌شود.
۸ اسپری حاوی محلول از بین برنده نوکلئازها (RNaseZAP)	به مقدار لازم	به منظور تمیز کردن سطوح و تمامی وسایل استفاده می‌شود.
۹ سر سمپلر فیلتر دار در جبهه‌ی مختلف	به تعداد لازم	باید عاری از DNase و RNase باشند.

## ۵) نمونه‌ی بالینی مورد استفاده

تشخیص اختصاصی بر اساس شناسایی پنوموسیستیس جیرووسی در ترشحات برونکوپولموناری بدست آمده از خلط (Induced sputum) و لاواژ برونکوپولونار (BAL) می‌باشد. در مواقعی که این دو روش را نتوان استفاده نمود، انجام بیوپسی ترنس برونشیا یا بیوپسی از ریه‌ی با ضروری است.

✓ نمونه‌گیری بر اساس گایدلاین CDC انجام شود: <https://www.cdc.gov/dpdx/diagnosticprocedures/other/bal.html>.

- ✓ نمونه‌های گرفته شده را می‌توان تا قبل از ۴۸ ساعت در دمای ۲- تا ۸- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. در غیر اینصورت، نمونه‌ها در دمای ۲۰- تا ۷۰- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- ✓ DNA قارچی استخراج شده از نمونه‌های بالینی را می‌توان به مدت طولانی در دمای ۲۰- یا ۷۰- درجه سانتیگراد نگهداری نمود.
- ✓ کارایی و پرفورمنس کیت حاضر بستگی به مقدار و کیفیت DNA استخراج شده دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از یک کیت یا یک روش استخراج DNA مناسب (چه دستی و چه اتوماتیک) استفاده شود.